

III. Specifications

COMPRESSOR:

Weight (with battery):	5.0 lbs. (2.3 Kg)
Weight (without battery):	2.4 lbs. (1.1 Kg)
Dimensions:	3 7/16" x 6 1/8" x 6 7/8" (8.7 x 15.6 x 17.5 cm)
Ambient Temperature Range:	50° F - 104° F, (10° C - 40° C)
Maximum Pressure:	25 ± 5 psi

AC/DC CHARGER/ADAPTER:

Input Voltage Range:	90V AC to 265V AC
Input Frequency:	47-63Hz
DC Output Voltage:	15V DC
Rated Output Current:	2.0A
Wattage:	30W
Insulation:	Grounded

INTERNAL BATTERY:

No. of Treatments Per Charge:	Up to 18 treatments when nebulizing 2.5 ml of medication using a PARI nebulizer
Charge Time:	8 Hrs. (initially and when depleted)

FRANÇAIS

III. Spécifications

COMPRESSEUR :

Poids (avec pile) :	2,3 kg (5 lb)
Poids (sans pile) :	1,1 kg (2,4 lb)
Dimensions :	8,7 x 15,6 x 17,5 cm (3 7/16 x 6 1/8 x 6 7/8 po)
Écart de température ambiante :	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
Pression maximale :	25 ± 5 psi

CHARGEUR-ADAPTATEUR C.A. /C.C. :

Alimentation :	90 à 265 volts c.a.
Fréquence d'entrée :	47 - 63 Hz
Tension de sortie c.c. :	15 V c.c.
Puissance nominale de sortie :	2,0 A
Puissance en watts :	30 W
Isolant :	Mis à la terre

PILE INTERNE :

Nbre de traitements par charge :	Jusqu'à 18 traitements lorsque 2,5 mL de médicament sont nébulisés au moyen d'un nébuliseur PARI
Durée de charge :	8 heures (initialement et chaque fois que la charge est épuisée)

ESPAÑOL

III. Especificaciones

COMPRESOR:

Peso (Con Batería):	5.0 lbs. (2.3 Kg)
Peso (Sin Batería):	2.4 lbs. (1.1 Kg)
Dimensiones:	3 7/16" x 6 1/8" x 6 7/8" (8.7 x 15.6 x 17.5 cm)
Rango De Temperatura Ambiental:	50° F - 104° F, (10° C - 40° C)
Presión Máxima:	25 ± 5 psi

CARGADOR/ADAPTADOR CA:

Entrada De Energía:	90V CA a 265V CA
Frecuencia De Entrada:	47-63Hz
Voltaje De Salida:	15V CD
Corriente Estimada De Salida:	2.0A
Consumo De Energía En Watios:	30W
Aislamiento:	Conexión A Tierra

BATERÍA INTERNA:

No. De Tratamientos Por Carga:	Hasta 18 tratamientos cuando administre 2.5 ml de solución con el Nebulizador PARI
Tiempo Para Cargar:	8 Hrs. (inicialmente y cuando la batería está descargada)

IV. Getting started

1. Check the DURA-NEB 3000 packing box and make sure all components listed below are included.

DESCRIPTION:

	PART NO.
DURA-NEB 3000 Portable Aerosol System (With Battery)	20F30-LC+
DURA-NEB 3000 Portable Aerosol System (Without Battery)	20F31-LC+
Deluxe Carrying Case	20F2999
Multi-Voltage AC Charger/Adapter	20F6000
DC Charger/Adapter (cigarette lighter or vehicle outlet use)	20F2036
Air Filter (in compressor)	41F64
DURA-NEB 3000 Instructions For Use	20D0005
PARI Nebulizer Set	22F81

OPTIONAL ACCESSORY:

Internal Battery	20F1000
------------------------	---------

If you did not receive all of the components listed, please contact the authorized dealer where you purchased your DURA-NEB 3000.

2. Fill out warranty card completely and mail.
3. It is recommended that the customer purchase a back-up nebulizer in case of lost or damaged parts.
4. Contact PARI Patient Connection at 1.800.FAST.NEB (327.8632) and Press 2 if you have any questions about getting started.

IV. Comment démarrer

1. Vérifiez la boîte d'expédition du DURA-NEB 3000 et assurez-vous d'avoir en main toutes les composantes énumérées ci-dessous.

DESCRIPTION :

	N° DE PIÈCE
DURA-NEB 3000, système aérosol portable (avec pile).....	20F30-LC+
DURA-NEB 3000, système aérosol portable (sans pile).....	20F31-LC+
Mallette de transport de luxe	20F2999
Chargeur-adaptateur multivoltages c.a.	20F6000
Chargeur-adaptateur c.c. (allume-cigarettes ou prise de véhicule).....	20F2036
Filtre à air (intérieur du compresseur)	41F64
Guide d'utilisation du DURA-NEB 3000	20D0005
Ensemble nébuliseur PARI	22F81

ACCESSOIRE FACULTATIF :

Pile interne	20F1000
--------------------	---------

Si vous n'avez pas en main toutes ces pièces, communiquez avec le marchand autorisé où vous avez fait l'achat du DURA-NEB 3000.

2. Remplissez la carte de garantie et postez-la.
3. Il est recommandé que le client se procure un nébuliseur de rechange en cas de perte ou d'endommagement de pièces.
4. Si vous avez des questions à ce sujet, communiquez avec le Service de dépannage PARI à l'intention des patients au 1.800.FAST.NEB (327.8632), puis faites le 2.

IV. Como Iniciar

1. Revise la caja del DURA-NEB 3000 y asegúrese que todos los componentes estén completos.

DESCRIPCIÓN:

	CÓDIGO NO.
DURA-NEB 3000, Sistema De Aerosol Portátil (Con Batería)	20F30-LC+
DURA-NEB 3000, Sistema De Aerosol Portátil (Sin Batería)	20F31-LC+
Estuche De Lujo	20F2999
Cargador/Adaptador CA, Para Uso Mundial	20F6000
Cargador/Adaptador CD, Adaptador Para Carro O Conexión De Vehículo	20F2036
Filtro De Aire (En El Compresor)	41F64
Instrucciones Para El Uso (IPEU) Del DURA-NEB 3000	20D0005
Juego De Nebulizador PARI	22F81

ACCESORIO OPCIONAL:

Batería Interna	20F1000
-----------------------	---------

Si Ud. no ha recibido todos los componentes de este equipo, por favor comuníquese con su distribuidor autorizado mas cercano donde haya comprado su DURA-NEB 3000.

2. Llene la tarjeta de garantía completamente y mándela por correo.
3. Se recomienda que compre un nebulizador extra en caso de que el nebulizador que tiene se pierda o se dañe.
4. Llame a PARI, al departamento de Patient Connection al 1.800.FAST.NEB (327.8632, oprima el numero 2) si tiene Ud. cualquier pregunta sobre como iniciar. 1.800.FAST.NEB (327.8632), en los Estados Unidos.