

**▲ WARNING**

U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order by a physician. Use only when prescribed by a physician and with the prescribed medication. Read all warnings and instructions before use. Improper use can result in serious or fatal illness or injury. This product contains dry natural rubber.

Use only with nebulizers and tubing authorized by PARI for this device. Other nebulizers and tubing may result in improper treatment.

**V. Safety Instructions**

As with all electrical and medical products, basic safety precautions should always be followed.

**▲ DANGER**

To reduce the risk of serious or fatal injury from electrocution:

1. Do not use or store product, especially the Charger/Adapter, where it can fall or be pulled into a bath tub, sink, water, or other liquid.
2. Do not reach for a product, especially the Charger/Adapter that has fallen into water or other liquid.

**▲ WARNING**

To reduce the risk of serious or fatal injuries from electrocution, fire or burns and to reduce the risk of damage to the unit:

1. Do not use the DURA-NEB 3000 in the presence of flammable anesthetics, in a hazardous atmosphere, or with flammable agents.

2. Do not operate with a damaged cord or plug. Do not operate if the unit has otherwise been damaged or exposed to any liquids inside the case.
3. Keep all electrical cords away from heated surfaces. Do not overload wall outlets or extension cords.
4. Never cover the vents of the AC Charger/Adapter during use. Blockage could cause excessive heat build-up. Never leave the Charger/Adapter in the DURA-NEB carrying case while the Charger/Adapter is in use.
5. Be sure the Charger/Adapter is unplugged prior to cleaning.
6. Do not open the case or disassemble the compressor unit (except for the Battery Access Door) or the Charger/Adapter. Refer all servicing to an authorized servicing center.

**▲ WARNING**

To reduce the risk of serious or fatal injury or improper treatment:

1. Use the product only for its intended use as described in the Instructions For Use. Do not use nebulizers or other attachments not recommended by the manufacturer for this device.

2. Close supervision is strongly recommended when this product is used by or near the physically or mentally impaired or children. Never use while sleepy or drowsy.
3. Never operate this product if it is not working properly or if any parts have been damaged. Return the product to an authorized service center for evaluation and repair.

[Save These Instructions](#)

## FRANÇAIS

**▲ AVERTISSEMENT**

La loi fédérale américaine exige que cet appareil soit vendu sur recommandation ou prescription médicale. L'utiliser uniquement comme prescrit par le médecin et seulement pour le médicament prescrit. Lire tous les avertissements et toutes les instructions avant l'emploi. L'usage inapproprié de cet appareil peut transmettre une maladie ou entraîner une blessure grave ou même mortelle. Ce produit contient du caoutchouc sec naturel.

N'utiliser cet appareil qu'avec les nébuliseurs et les tubulures approuvés par PARI. L'emploi d'autres types de nébuliseur ou de tubulure peut nuire à l'efficacité du traitement.

**V. Mesures de sécurité**

Il est indispensable de toujours respecter les mesures essentielles de sécurité lorsque vous utilisez des appareils électriques ou des dispositifs médicaux.

**▲ DANGER**

Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles dues à une électrocution :

1. N'utilisez pas cet appareil (l'adaptateur-chargeur surtout) et ne le placez pas à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire, un évier, de l'eau ou tout autre liquide.
2. Débranchez immédiatement tout appareil (l'adaptateur-chargeur surtout) tombé dans de l'eau ou tout autre liquide.

**▲ MISE EN GARDE**

Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles dues à une électrocution, un incendie ou des brûlures, et pour réduire le risque de dommages à l'unité :

1. N'utilisez pas le DURA-NEB 3000 en présence d'anesthésiques volatiles inflammables, dans un milieu dangereux ou à proximité de tout agent inflammable.
2. Ne faites jamais fonctionner cet appareil, si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil est autrement endommagé, ou si un liquide quelconque a coulé à l'intérieur du boîtier.
3. Gardez tous les cordons électriques loin des surfaces chaudes. Ne surchargez ni les prises murales ni les rallonges.
4. Ne bloquez jamais les sorties d'air du chargeur-adaptateur c.a. lors du fonctionnement de l'appareil. Une obstruction pourrait entraîner une accumulation excessive de chaleur à l'intérieur de l'appareil. Lorsque vous utilisez le chargeur-adaptateur du DURA-NEB 3000, il faut le sortir de la mallette de transport; ne le faites jamais fonctionner dans la mallette.
5. Assurez-vous d'avoir débranché le chargeur-adaptateur avant de le nettoyer.
6. Veillez à ne pas ouvrir ni à démontrer le compresseur (sauf le panneau d'accès au compartiment de la pile) ainsi que le chargeur-adaptateur. Confiez tous les services d'entretien à un centre d'entretien autorisé.

**▲ MISE EN GARDE**

Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles et de traitement inadéquat :

1. Servez-vous de cet appareil uniquement pour les usages prévus, tel que décrit dans le présent guide d'utilisation. N'employez aucun nébuliseur ni accessoire dont l'usage avec cet appareil n'est pas recommandé par le fabricant.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'une personne ayant un handicap physique ou intellectuel ou un enfant utilise cet appareil, ou se trouve à proximité de l'appareil. N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous vous sentez somnolent(e).
3. Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il est défectueux ou si l'une de ses pièces est endommagée. Envoyez-le à un centre d'entretien autorisé pour vérification et réparation.

[Prière de conserver ces instructions](#)

## ESPAÑOL

**▲ ADVERTENCIA**

La Ley Federal de los Estados Unidos de Norteamérica (USA) permite la venta de este producto solo bajo prescripción médica. Lea todas las advertencias e instrucciones antes de usarse. El manejo inapropiado podría resultar en perjuicio del paciente, su enfermedad o hasta llegar a ser fatal. Este producto contiene goma natural seca.

Utilícese únicamente con el nebulizador y la manguera autorizada por PARI para este equipo. Usar otros nebulizadores y/o mangueras podrían resultar en un tratamiento inapropiado.

**V. Advertencias de Seguridad**

Cuando use productos eléctricos y medicinales, las precauciones básicas de seguridad tienen que ser seguidas cuidadosamente.

**▲ PRECAUCIÓN**

Para reducir el riesgo de lesiones serias o fatales debido a electrocución:

1. No use o almacene este producto, sobre todo el Cargador/Adaptador CA, donde se pueda caer o ser jalado hacia una bañera, lavaplatos, agua o algún otro líquido.
2. No toque este producto, sobre todo el Cargador/Adaptador CA, si ha caído en agua o algún otro líquido.

**▲ ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones serias o fatales por electrocución, incendio o quemaduras y para reducir el riesgo de daño o mal funcionamiento del equipo:

1. Nunca opere el DURA-NEB 3000 en la presencia de anestésicos inflamables, en una atmósfera peligrosa, o con agentes inflamables.
2. Nunca opere este equipo en caso de que el cable de conexión o enchufe hayan sido dañados, si no está trabajando apropiadamente, si se ha caído o dañando, o si se ha derramado cualquier líquido dentro del aparato.
3. Mantenga los cables eléctricos lejos de superficies calientes. No sobrecargue excesivamente el tomacorriente o cordones de extensión.
4. Nunca bloquee las rejillas de ventilación del Cargador/Adaptador CA. El bloqueo de estas puede causar recalentamiento. Nunca deje el Cargador/Adaptador CA en el estuche de lujo del DURA-NEB 3000 mientras es utilizado.
5. Asegúrese que el Cargador/Adaptador CA este desconectado antes de limpiarlo.
6. No abra o desarme el compresor (excepto por la puerta de acceso para la batería) o el Cargador/Adaptador CA. Refiera todo servicio a un centro autorizado de servicio PARI.

**▲ ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones serias o fatales o de un tratamiento inapropiado:

1. Use este equipo únicamente para el objetivo para el cual fue diseñado, de acuerdo con las IPEU. No use nebulizadores, mangueras u otros accesorios no recomendados por el fabricante.
2. Una vigilancia estricta deberá ser seguida cuando use este producto por o cerca de niños o personas con problemas de coordinación físcicomotora o con problemas mentales, o niños. Nunca lo use mientras duerme o este soñoliento.
3. Nunca opere este producto si no está funcionando adecuadamente o si cualquier parte se ha dañado. Devuelva el producto a un centro de servicio autorizado para la evaluación y reparación.

[Conserve Estas Instrucciones](#)